

RICHTIG WOHNEN

Pflegebetten & Transferhilfen



scherer
Sanitätshaus Gruppe



lammert scherer rosenkranz scherer zentner scherer



Pflegebetten & Zubehör

Ein Pflegebett muss vielen Anforderungen und Wünschen gerecht werden. Neben dem Wohlbefinden des Patienten spielt auch der Bedienkomfort für den zu Pflegenden eine wichtige Rolle. Ob es um die richtige Pflegehöhe, Bettenmachen, bequemes Reinigen des Bodens unter dem Bett oder dessen problemlosen Auf- und Abbau geht.

Das Pflegebett von heute entspricht vielseitig den unterschiedlichsten Wünschen und Anforderungen.

Die Pflegebetten sind stufenlos höhenverstellbar. Die Ausstattung umfasst eine mehrfach verstellbare Liegefläche mit Einstellmöglichkeiten des Kopf- und Fußteils. Die Verstellungen werden manuell oder mit Hilfe von Elektromotoren durchgeführt.

Es gibt eine Vielfalt an Zubehör, um Ihr tägliches Leben zu erleichtern. Die reha team-Berater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Bedürfnisse.

Pflegebetten & Zubehör

Mehr Sicherheit und Komfort...

reha team bietet Ihnen Pflegebetten, die in puncto Sicherheit und einfacher Handhabung keine Wünsche offenlassen. Informieren Sie sich doch einfach einmal bei Ihrem reha team-Fachhändler vor Ort.





Allgemein

Pflegebetten werden für die Betroffenen nicht selten zum Lebensmittelpunkt und sollten deshalb ganz bestimmte Anforderungen erfüllen:

- Die Lagerung eines Menschen unter bequemen Bedingungen
- Die Ermöglichung von erholsamen Ruhen und Schlafen
- Eine Lagerung ermöglichen, die sich an die Körperform, das Gewicht sowie an das Krankheitsbild des Patienten anpasst
- Dem pflegenden Umfeld die täglichen Arbeitsabläufe unter ergonomischen Bedingungen ermöglichen
- Die besonderen Hygieneanforderungen in der Pflege erfüllen



Pflegebetten & Zubehör

Für mehr Lebensqualität zu Hause...

Die Pflegebetten von heute sind fahrbar und können daher zum Bettenmachen oder Umlagern leicht von der Wand weggefahren werden. Idealerweise sollte der Patient durch ein Fenster schauen können und bei Bedarf vor greller Sonneneinstrahlung geschützt werden.



Einlegerahmen

Ein Einlegerahmen besitzt alle Grundfunktionen eines Pflegebettes. Somit kann die Funktionalität eines Pflegebettes in einem herkömmlichen Bettrahmen nachgerüstet und in das gewohnte Design des Schlafzimmers integriert werden. Der Einlegerahmen verfügt über einen eigenen elektromotorischen Lattenrost und kann sowohl im Einzel- als auch im Doppelbett installiert werden.



Niedrigbetten

Die sogenannten Niedrigbetten lassen sich auf eine Höhe von ca. 22 bis 30 cm absenken. So soll ein evtl. nächtliches Aufstehen ungefährlicher und für Menschen mit Demenz die sturzsichernden Seitengitter gänzlich überflüssig gemacht werden.



Pflegebetten & Zubehör

Mehr Schlaf - weniger Stress...

Zwei der wesentlichen Symptome von Demenz im fortgeschrittenen Stadium sind Orientierungslosigkeit und Schlafstörungen. reha team bietet Ihnen Produkte, die das Ein- und Durchschlafen fördern sowie eine Bettflucht verhindern.



Bettflucht-Warnsystem

Ein für jede Matratze geeignetes und jederzeit nachrüstbares Bettflucht-Warnsystem, das rechtzeitig, und das heißt früh genug davor warnt, wenn der Demenzkranke das Bett verlassen will. Dieses Frühwarnprinzip wird durch einen Belastungssensor erzielt, der einfach unter dem Matratzenrand positioniert wird. Sobald die Bettkante belastet wird, löst der Sensor einen Alarm aus, der optisch und/oder akustisch angezeigt wird.





Matratze mit Bettfluchtsystem

Diese Matratze kombiniert gleich zwei wichtige Funktionen.

Zum einen wirkt sie dem Verlust an Körpergefühl und den damit verbundenen Schlafstörungen entgegen. Zum anderen setzt der zusätzlich in die Matratze integrierte Bewegungssensor der Bettflucht ein sehr effizientes Mittel entgegen.

Diese Matratze ist ideal für Formen der Demenz, bei denen es trotz der positiven Wirkung der Matratze auf das Körpergefühl dennoch zu Bettfluchtverhalten kommt.



Transfer- & Lagerungshilfen

Kompetenz, die Ihnen weiterhilft...

Die hier abgebildeten Produkte spiegeln nur einen kleinen Teil unseres Gesamtangebotes wider. Bei Ihrem reha team-Fachhändler vor Ort finden Sie zahlreiche Transfer-, Umsetz- und Lagerungshilfen zur Entlastung der Patienten und der Pflegekräfte.



Mit einer Aufsteh-Hilfe kann der Patient seine Bewegungen selbst kontrollieren, wird so sicherer und der Vorgang des Umsetzens deutlich vereinfacht. Der Patient stellt seine Füße auf die Scheibe und zieht sich aus eigener Kraft in eine aufrechte Position. Die Pflegekraft dreht die Aufsteh-Hilfe, bis der Patient sich wieder herablassen kann.



Ein Drehkissen erleichtert das Ein- und Aussteigen aus dem Auto.



Allgemein

Das Lagern, Umbetten und Umsetzen von Pflegebedürftigen nimmt im Pflegealltag eine bedeutende Rolle ein. Verschiedenste Bewegungseinschränkungen des Betroffenen erhöhen oft den nötigen Hilfeinsatz durch Pflegekräfte und somit auch deren körperliche Belastung. Umso wichtiger ist es also, dass falsche bzw. ungünstige Bewegungsabläufe sowie »Tragevorgänge« nicht nur reduziert, sondern auch positiv beeinflusst werden. Die Positionswechsel bilden einen wichtigen Bestandteil unterschiedlicher prophylaktischer Maßnahmen, denn sie dienen nicht nur der Änderung der Lage. Im Gegenteil, das regelmäßige Umlagern, die atemunterstützenden Lagerungen sowie die Muskelpumpe aktivierende Bewegungen sind in der modernen und ganzheitlichen Pflege unersetzlich. Die integrierte Eigenschaft der Reduktion von Reibungswiderständen, zum Beispiel beim Einsatz von Gleitkissen, unterstützt die Dekubitusprophylaxe und -therapie.

